Acessórios anatômicos





Acessório para olhos em T





Acessório anatômico para antebraço





Acessório anatômico para quadril/ombro







Acessório anatômico multiuso





Acessório anatômico para mãos





Acessório anatômico para ombro/quadril



Eficácia e bem estar na recuperação



TRATAMENTO
100%
NATURAL

O HILOTHERM é um equipamento de origem alemã que funciona com acessórios anatômicos para todas as partes do corpo, mantendo por longos períodos a temperatura desejada para o tratamento, controlada e contínua dentro do intervalo térmico de 10 a 38 graus, por meio de circulação de água.

A CRIOTERAPIA e TERMOTERAPIA, que já são amplamente usadas e recomendadas na recuperação do trauma e pré e pós-cirúrgico, agora ficaram mais eficazes e mais modernas.

HILOTHERM®

Avenida Picadilly, 55 Sala 214 - Edifício Alphaville Center I Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima/MG Cep: 34000-000.

Tel: +55 (31) 3582-9983 contato@hiloterapia.com.br

www.**hilotherm**.com.br

Benefícios

- Aceleração do processo de cicatrização
- Menor medicação para o paciente
- Controle do edema, hematoma e alivio da dor
- Fácil manuseio

O tratamento com HILOTHERM é a solução ideal para regeneração no pósoperatório ou trauma, promovendo o controle do edema, hematoma e alívio da dor. É 100% natural.

Comparativo

Método tradicional

SACO DE GELO



- Sem controle de temperatura;
- Restringe o processo de cura natural;
- Curto período de aplicação;
- Muito frio, desconforto na aplicação, anti-higiênico.

Método patenteado





- Exatidão no controle da temperatura;
- Vasta gama de acessórios anatômicos para todo o
- Terapia em temperatura contante por 48 horas
- Eficácia comprovada na redução da dor, inchaço e hematomas.

Temperatura controlada com precisão

A exata temperatura do tecido é critica da seguinte maneira:

- Abaixo de **15°C**, a drenagem linfática fica prejudicada;
- Abaixo de 10°C, o metabolismo e a drenagem linfática são prejudicados;
- Abaixo de **5°C**, os nervos param de transmitir impulsos;
- No outro extremo, no caso de aquecimento dos tecidos: se a temperatura aplicada for de 38,5°C em vez de 38°C, o risco de degeneração protéica existe, mesmo com essa pequena variação.



Acessórios anatômicos

Estão disponíveis para todas as partes relevantes do corpo.





Acessório anatômico para perna ou para quadril





Acessório anatômico redondo





Acessório anatômico redondo pequeno





Acessório anatômico para o joelho





Acessório anatômico para o pé e tornozelo





Acessório anatômico para superfície, tamanho grande







Acessório anatômico para superfície, tamanho pequeno





Acessório anatômico para parte inferior da face com ligação





Acessório anatômico para parte inferior da face sem ligação





Acessório anatômico para parte superior da face





Acessório anatômico para olhos, aberto





Acessório anatômico para olhos, fechado





Acessório anatômico para nariz